

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de *Equipamiento Hospitalario*



Mediana **A16**



Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Desfibrilador Externo Automático

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Mediana A16

Desfibrilador Externo Automático

Desfibrilador Externo Automático DEA modelo A16 de la firma Mediana. Cuenta con indicadores de estado, batería de larga duración, funciona con electrodos compatibles para adulto y pediátrico, posee 3 idiomas a configurar (español, inglés y portugués), instrucciones de voz e ilustradas. Posee un sistema de protección y es de fácil manejo.



Características Principales

DEA A16



DEA totalmente automático

Guía a los usuarios mediante mensajes de voz, incluido soporte para RCP.

Indica el estado del equipo a través del LCD de estado y por voz.

Electrodos de desfibrilación de un solo uso adulto / pediátrico. Caducidad 2 años.

Auto Test diario, semanal, mensual y al insertar la batería por primera vez.

Realiza los test de forma automática una vez conectada la batería. Incluye los test de estado de la batería, temperatura, ECG, altavoz, almohadillas y de energía.

Después de analizar el ECG; el DEA continúa analizando el ritmo cardiaco del paciente. Si antes de ejecutar la descarga cambia el ritmo cardiaco, se cancela la descarga automáticamente.

Posee una memoria SD de 16 Gb, que permite comprobar los ECG en un ordenador y también actualizar el equipo cuando cambian las normas de ERC.



Comunicación: Tarjeta SD, puerto de comunicación por infrarrojos.

Desfibrilación: Onda Exponencial Bifásica Truncada (BTE). Energía 44 -195 J, según la impedancia del paciente. Carga en menos de 10 s≈.

ECG: Derivación II – VF/VT. Tiempo de análisis de 8 a 12 s≈ .

Indicaciones:

- Visible: Icono de acción, LCD de estado, estado de la batería, temperatura, almohadillas, LED
- Audible: Altavoz, pitido, encendido, batería baja, fallo de autocomprobación y alarma de funcionamiento anormal.

Batería: Tipo LiMnO2 de 15V, 3000 mAh. Almacenamiento 5 años insertada. Mínimo 200 descargas. Monitorización de 6 horas.



Regulaciones: AAMI DF80, IEC 60601-1-2, IEC 60601.1-4, IEC 60601.1-2-4 2005

Guía AAMI ERC 2010

Dimensiones 20 cm x 28.65 cm x 9 cm (W×H×D)

Peso 1.95 kg incluyendo la batería aproximadamente

Almohadillas: Tipo CF con protección de desfibrilador

Modo de uso:

Operación fácil y rápida:



Paso 1: Quite la cubierta y encienda el DEA

Paso 2: Coloque las almohadillas en el torácax del paciente

Paso 3: El DEA realizará el análisis y avisará que se realizará una descarga

Software de revisión de eventos DEA:



Accesorios

Incluye:

- 1 Par de electrodos adulto/pediátrico
- 1 Manual de usuario
- 1 Memoria SD (ya insertada)



Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinas 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar
info@cardiotecnica.com.ar